

نام فرآورده: Anti Human λ chain (Sheep polyclonal)

شماره فرآورده: SB-029691

مشخصات فرآورده:

حیوان میزبان: گوسفند

ایمنوژن: زنجیره سبک λ بعد از احیا ایمنوگلوبولین با روش الکتروالوژن تخلیص گردید.

تخلیص آنتی بادی: آنتی بادی λ Sheep Anti-Human از طریق کروماتوگرافی جذبی (Affinity Chromatography) تخلیص گردید.

غلظت آنتی بادی: mg/ml: ۰.۱/۰.۱

حلال: PBS (۰.۱۵ M) pH: ۷.۲) واجد تایموسال ۰.۱/۰.۱

واکنش متقاطع با ایزوتیپ های انسان: واکنش متقاطع آن با IgM/ κ : ۲٪ و با IgA/ κ : ۵٪ می باشد.
موارد استفاده:

۱- الایزا Enzyme-linked Immunosorbent Assay

۲- ایمونودیفوزیون Immunodiffusion

۳- هماگلوتیناسیون Heamagglutination

نحوه نگهداری: آنتی بادی را در ویال کوچک در 20°C - و در جای تاریک نگهداری کرده و از منجمد کردن و ذوب کردن آن به طور متوالی خودداری کنید
کیفیت این فرآورده به تایید آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.