

نام فرآورده: Anti Rabbit Ig-mouse Ig Ads (Sheep polyclonal)

شماره فرآورده: SB-029901

مشخصات فرآورده:

حیوان میزبان: خرگوش

ایمنوژن: ایمنوگلوبولین خرگوش که از طریق کروماتوگرافی جذبی (Affinity Chromatography) بدست آمده است.

تخلیص آنتی بادی:

۱- آنتی بادی Sheep Anti-Rabbit Ig از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از ایمنوگلوبولین خرگوش متصل به

Sepharose-4B تخلیص گردید.

۲- واکنش متقاطع آن با ایمنوگلوبولین موش با استفاده از ستون جذبی Mouse Ig حذف گردید.

غلظت: ۱ mg/ml

حلال: PBS (pH: ۷/۲ ۰/۱۵ M) واجد تایمروسال ۰/۰۱٪

واکنش متقاطع با سرم حیوانات: میزان واکنش متقاطع با سرم سگ: ۱۲/۵٪، خوکچه هندی و گربه: ۱٪، انسان، مرغ و اسب کمتر از

۱٪.

موارد استفاده:

۱- الایزا Enzyme-linked Immunosorbent Assay

۲- ایمنودیفوزیون Immunodiffusion

۳- هماگلوتیناسیون Heamagglutination

نحوه نگهداری: آنتی بادی را در ویال کوچک در 20°C و در جای تاریک نگهداری کرده و از منجمد کردن و ذوب کردن آن به طور

متوالی خودداری کنید.

کیفیت این فرآورده به تایید آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.