

نام فرآورده: Anti Mouse Ig (Rabbit polyclonal)

شماره فرآورده: SB-029961

مشخصات فرآورده:

حیوان میزبان: خرگوش

ایمنوژن: ایمنوگلوبولین موش که از طریق کروماتوگرافی جذبی (Affinity Chromatography) بدست آمده است.

تخلیص آنتی بادی:

۱- آنتی بادی Rabbit Anti-Mouse Ig از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از ایمنوگلوبولین موش متصل به

Sepharose-4B تخلیص گردید.

۲- واکنش متقاطع آن با ایمنوگلوبولین انسان از طریق جذب با Ig انسان متصل به Sepharose-4B حذف گردید.

غلظت: ۰/۵ mg/ml

حلال: PBS (۰/۱۵ M) pH: ۷/۲) واجد تایمروسال ۰/۰۱٪

واکنش متقاطع با سرم حیوانات: میزان واکنش متقاطع با سرم رت: ۱۰۰٪، بز: ۶٪، خوکچه هندی و سگ: ۳٪، اسب: ۲٪، و با سرم

انسان، میمون، مرغ و گربه کمتر از ۱٪.

موارد استفاده:

۱- الایزا Enzyme-linked Immunosorbent

۲- ایمونودیفیوژن Immunodiffusion

۳- همآگلوتیناسیون Heamagglutination

نحوه نگهداری: آنتی بادی را در ویال کوچک در 20°C و در جای تاریک نگهداری کرده و از منجمد کردن و ذوب کردن آن به طور

متوالی خودداری کنید.

کیفیت این فرآورده به تایید آزمایشگاه رفرنس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.