

نام فرآورده: Anti Mouse Ig (Sheep polyclonal)

شماره فرآورده: SB-029981

مشخصات فرآورده:

حیوان میزبان: گوسفند

ایمنوژن: ایمنوگلوبولین موش که از طریق کروماتوگرافی جذبی (Affinity Chromatography) بدست آمده است.  
تخلیص آنتی بادی: آنتی بادی Sheep Anti-Mouse Ig از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از ایمنوگلوبولین موش متصل به Sepharose-4B تخلیص گردید.

کونژوگاسیون: ۱ mg/ml

حلال: PBS (pH: ۷/۲ - ۰/۱۵ M) واجد تایموسال ۰/۰۱٪

واکنش متقاطع با سرم حیوانات: میزان واکنش متقاطع با سرم رت: ۰/۵۰٪، سگ: ۰/۱۰٪، خوکچه هندی: ۰/۶٪، انسان: ۰/۵٪، میمون ۰/۳٪، گربه: ۰/۱۵٪، اسب: ۰/۱٪، وبا سرم خرگوش و مرغ کمتر از ۰/۱٪.

موارد استفاده:

۱- الایزا Enzyme-linked Immunosorbent

۲- ایمونودیفیوژیون Immunodiffusion

۳- هماگلوتیناسیون Heamagglutination

نحوه نگهداری: آنتی بادی را در ویال کوچک در  $20^{\circ}\text{C}$  - و در جای تاریک نگهداری کرده و از منجمد کردن و ذوب کردن آن به طور متوالی خودداری کنید.

کیفیت این فرآورده به تایید آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.