

نام فرآورده: Anti- Mouse Ig (Rabbit polyclonal)

شماره فرآورده: SB-029991

مشخصات فرآورده:

حیوان میزبان: خرگوش

ایمنوژن: ایمنوگلوبولین موش که از طریق کروماتوگرافی جذبی (Affinity Chromatography) بدست آمده است.
تخلیص آنتی بادی: آنتی بادی Rabbit Anti-Mouse Ig از طریق کروماتوگرافی جذبی با استفاده از ایمنوگلوبولین موش متصل به Sepharose-4B تخلیص گردید.

کونژوگاسیون: ۰/۵ mg/ml

حلال: PBS (۰/۱۵ M) pH: ۷/۲ واجد تایمروسال ۰/۰۱٪

واکنش متقاطع با سرم حیوانات: میزان واکنش متقاطع با سرم رت: ۰/۲۵٪، بز: ۰/۱۲/۵٪، میمون، خوکچه هندی و اسب: ۰/۰۶٪، انسان و سگ: ۰/۵٪، گربه و گوسفند: ۰/۰۳٪، وبا سرم مرغ کمتر از ۰/۰۱٪.

موارد استفاده:

۱- الایزا Enzyme-linked Immunosorbent

۲- ایمنودیفوزیون Immunodiffusion

۳- هماگلوتیناسیون Heamagglutination

نحوه نگهداری: آنتی بادی را در ویال کوچک در 20°C و در جای تاریک نگهداری کرده و از منجمد کردن و ذوب کردن آن به طور متوالی خودداری کنید.

کیفیت این فرآورده به تایید آزمایشگاه رفرانس وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است.